

お客様各位

フレゼニウスカービジャパン株式会社
東京都品川区東品川三丁目 32 番 42 号

「経腸栄養ポンプ Amika」の取扱説明書について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素より、経腸栄養ポンプをご愛顧いただきありがとうございます。
さて、本製品の取扱説明書の表記誤字がありましたので、訂正のご案内をさせていただきます。
お客様におかれましては、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。

謹白

記

[対象器] 販売名：経腸栄養ポンプ Amika 認証番号：22600BZX00433000

[訂正内容]

	誤	正
アラーム履歴	250 回	150 回
投与履歴	250 回	200 回

[取扱説明書記載箇所]

取扱説明書の版により記載箇所が異なりますので、下表の通り表紙デザインの違いにてご確認ください。

表紙 デザイン		
項目	4.3.1 メニュー画面へのアクセス	5.1 メニュー画面へのアクセス *最新版の取扱説明書は修正済です。

- お問い合わせ先

[製造販売元] フレゼニウスカービジャパン株式会社 (TEL) 03-6435-7614

[販売元] 株式会社 ジエイ・エム・エス

以上